

Description du produit

Le Light Drive 2.1 est un système d'assistance électrique compact conçu pour transformer un fauteuil roulant manuel en fauteuil motorisé performant. Facile à installer et à utiliser, il offre une expérience de conduite fluide, intuitive et quasi silencieuse grâce à sa réactivité exceptionnelle au joystick. En seulement 20 secondes, il est monté, sans modification permanente du fauteuil roulant.

Idéal pour une utilisation quotidienne ou ponctuelle, le Light Drive 2.1 conserve la largeur initiale du fauteuil et peut être retiré ou désactivé en toute simplicité. Il est également disponible en version Assist pour une commande par l'accompagnant.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Vitesse maximale : 10 km/h
- Poids du système : 8,8 kg
- Autonomie : jusqu'à 30 km
- Batterie : Li-Ion 12 Ah ou 18 Ah (nouveau standard 19 Ah dès juillet 2023)
- Temps d'installation : env. 20 secondes
- Capacité maximale utilisateur : 120 kg
- Montée maximale : jusqu'à 20% (avec 70 kg de charge)
- Inclinaison max : 6° (soit env. 11%)
- Franchissement d'obstacle : jusqu'à 6 cm
- Largeur minimale du siège : 32 cm
- Distance entre roues arrière (centre à centre) : min. 40 cm
- Garantie : 24 mois (batterie : 12 mois)
- Commandes : Joystick (version standard) / poignée d'accompagnement (version Assist)
- Coloris : Disponible en plusieurs coloris



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

AVANTAGES PRINCIPAUX

- Conduite intuitive et fluide grâce à un joystick ultra-précis
- Silencieux : fonctionnement pratiquement inaudible
- Installation rapide : prêt à l'emploi en 20 secondes
- Sans modification du fauteuil : préserve les réglages et dimensions
- Compact et léger : seulement 8,8 kg
- Haute performance : jusqu'à 30 km d'autonomie et 20% de pente franchissable
- Disponible en version Assist pour une utilisation par un accompagnant
- Nombreux réglages programmables pour un pilotage personnalisé



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires
Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates
T. 022 794 52 54

