# Moyens auxiliaires

### **Motorisation E-Drive**

### **Description du produit**

L'E-Drive PLUS de Decon Wheel AB est un kit d'entraînement électrique additionnel conçu pour les fauteuils roulants manuels. Il est destiné aux utilisateurs dont les activités sont limitées par leurs conditions physiques, leur offrant une aide à la propulsion pour élargir leur champ d'action. Ce dispositif, destiné à une utilisation intérieure et extérieure , se compose de roues motorisées, d'un boîtier de commande avec manette, d'une batterie (Ni-MH ou Lithium-ion) et d'un chargeur.



#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Utilisation : Intérieur et extérieur.
- Poids Max. Utilisateur:
- 125 kg (pour le modèle 24") et 100 kg (pour le modèle 16"), incluant le poids du châssis.
- Composants : Roues motorisées, boîtier de commande avec manette, batterie (Ni-MH ou Lithium-ion), chargeur, et options de boîtier de commande auxiliaire et sac de batterie.
- Batteries:
- Ni-MH (JWB2): 24V, 6,7 Ah (160,8 Wh).
- Lithium-ion (ESB1): 25V, 11,8 Ah (295 Wh).
- Vitesse:
- Boîtier de commande (avant): 1,7 à 6,0 km/h (24") ou 1,7 à 5,7 km/h (16").
- Boîtier de commande (arrière): 1,0 à 3,0 km/h (24") ou 0,9 à 2,8 km/h (16").



## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires
Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates
T. 022 794 52 54



# Moyens auxiliaires

### **Motorisation E-Drive**

#### **Avantages principaux**

- Autonomie et Flexibilité : Permet d'élargir le champ d'activités des utilisateurs de fauteuils roulants manuels.
- Conduite Personnalisable : La fonction Smart Tune offre des réglages précis de la vitesse, de l'accélération et de la sensibilité de la manette, adaptés aux besoins individuels.
- Sécurité et Fiabilité : Conçu pour être sûr avec un dispositif anti-bascule et est crash testé pour le transport en véhicule (ISO 7176-19).
- Facilité d'Utilisation : Le contrôle par manette est intuitif et les batteries sont faciles à installer et à retirer.
- Durabilité : Durée de vie estimée à 6 ans, avec des pièces de rechange disponibles pendant 8 ans après la fin de la production.





## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires
Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates
T. 022 794 52 54

