

Description du produit

Le matelas apporte une aide à la prévention d'escarres pour patient à risque moyen à élevé. Convient également à des patients alité plus de 15 heures par jour. Il offre également une aide au traitement d'escarre de stade 1 à 4, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- Décharges talonnières intégrées
- Réglage confort quel que soit le mode utilisé et la position du patient au lit
- 3 largeurs disponibles : 90, 100 et 120 cm
- Poids matelas : ~ 10 kg (+ compresseur de 2,7 kg)
- Démarche d'éco-conception respectueuse de l'environnement
- 2 housses disponibles : PROMUST PU HD et PROMUST CIC
- Etiquette de traçabilité au pied du matelas
- Passe câble de série intégré
- Compatibilité Rehawash et machines barrières
- Livré dans un sac de transport, prêt à l'emploi

AVANTAGES PRINCIPAUX

- Efficacité prouvée : indiqué dans la prévention et le traitement des escarres (Stade 1 à 4)
- Simplicité d'utilisation : pour le personnel soignant avec un calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- Fiabilité & coûts réduits : produit éco-conçu, fabriqué en France, avec possibilité de maintenance autonome via le logiciel AIRCARE



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires
Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates
T. 022 794 52 54





Matelas AXTAIR AUTOMORPHO

CONNECTIQUE MATELAS COMPRESSEUR / VANNE CPR (Cardio Pulmonary Rescue)

- ▶ Bouchon de transport pour un confort d'alitement et une autonomie de 8 heures*
- ▶ Ouverture et fermeture simple et rapide
- ▶ Dégonflage du matelas en moins de 15 secondes en cas d'urgence*

* Pour un patient de 80 kg à plat

DÉCHARGE TALONNIÈRE

- ▶ Permet de soulager les pressions dans la zone talonnière en déchargeant une ou plusieurs cellules en pied du matelas



Facilement mise en décharge grâce à une vanne avec molette

CELLULES

- ▶ 18 cellules en Polyuréthane
- ▶ Ensemble faisceaux-cellules amovible: facilite le nettoyage et la désinfection du matelas

QUALITÉ | SOLIDITÉ | SILENCIEUSES



NOUVELLE SÉRIGRAPHIE DE LA HOUSSE

- ▶ Résistance totale à la pénétration des fluides biologiques. Perméable à la vapeur d'eau
- ▶ Barrières renforcées aux micro-organismes
- ▶ Usage intensif multi-patient
- ▶ Largeur du matelas sérigraphiée
- ▶ Rabat long pour une meilleure hygiène
- ▶ Disponible en version PROMUST CIC* / PUHD

* Dotée d'un traitement aux ions argent, effet bactériostatique pour réduire le risque de contaminations croisées

HOUSSE INFÉRIEURE

- ▶ Dotée d'une base anti-dérapante

PASSE CABLE DE SÉRIE INTÉGRÉ

CAISSON INDÉPENDANT AVEC SUPPORT EN MOUSSE

- ▶ Permet de garantir la sécurité du patient en cas d'événements indésirables
- ▶ couche de mousse de hauteur 5 cm



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires
Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates
T. 022 794 52 54

