

Description du produit

Le fauteuil roulant Quickie® M6 est conçu pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite. Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires pour une utilisation sécuritaire et un entretien optimal du fauteuil. Fabriqué avec divers matériaux, dont la plupart sont recyclables, ce fauteuil a une durée de vie prévue de cinq ans. Il est essentiel de lire attentivement ce manuel avant utilisation et de le conserver pour toute référence ultérieure.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de Produit: Fauteuil roulant manuel.
- Charge Maximale: Ne doit jamais dépasser 295 kg (650 livres) pour le poids combiné de l'utilisateur et des accessoires transportés.
- Durée de Vie Prévue: Cinq années.
- Matériaux: Fabriqué à partir de divers matériaux, dont la plupart sont recyclables et exempts de caoutchouc naturel (latex).
- Réglages Disponibles:
- Roues arrière (position, carrossage)
- Hauteur d'assise
- Angle d'inclinaison du dossier
- Largeur de l'empattement
- Hauteur des repose-pieds fixes
- Hauteur des accoudoirs
- Tension de la toile de siège et de dossier
- Réglage des freins de stationnement arrière
- Anti-basculants (en option): réglage de la hauteur.
- Conformité: Marquage CE et UKCA. Certifié EN ISO 13485 et ISO 14001.
- Crash Testé: Oui, conformément à la norme ISO 7176-19:2008.



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Sécurité Optimale:** Conçu avec de nombreux avertissements et directives pour une utilisation en toute sécurité, y compris la gestion du centre de gravité et l'utilisation des anti-basculants.
- **Robustesse et Durabilité:** Le châssis et le croisillon sont garantis à vie contre les vices de matériau et de fabrication (tant que l'acheteur initial en est propriétaire). Tous les composants sont garantis un an.
- **Adaptabilité aux Besoins:** La diversité des modes d'installation et la conception modulaire permettent au fauteuil de s'adapter aux besoins variés des personnes à mobilité réduite.
- **Facilité de Réglage et d'Entretien:** Les composants clés sont réglables pour s'adapter à l'utilisateur, et le manuel fournit des instructions détaillées pour l'installation, les ajustements et l'entretien régulier, assurant un fonctionnement optimal et une durée de vie prolongée.
- **Personnalisation:** Bien que les options puissent varier, des accessoires comme les anti-basculants et les poignées de poussée sont disponibles pour améliorer la sécurité et le confort. De plus, le service Built-4-Me permet des adaptations spéciales.
- **Respect de l'Environnement:** La plupart des matériaux sont recyclables, et des directives sont fournies pour la mise au rebut et le recyclage du produit en fin de vie.



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

