

Description du produit

Le Rollz Motion est une solution innovante qui combine les avantages d'un déambulateur et d'un fauteuil roulant. Conçu pour offrir une grande polyvalence, il permet à l'utilisateur de choisir entre marcher ou être confortablement assis et poussé, selon ses besoins. Ce produit unique vous offre une autonomie complète et la possibilité de participer activement à vos sorties sociales, que ce soit pour des vacances en famille ou des sorties entre amis. La transition rapide entre un déambulateur et un fauteuil roulant permet une utilisation flexible, et la conception pratique du Rollz Motion garantit une expérience de déplacement confortable et sûre. Son design réfléchi assure également la facilité de transport et de rangement, tout en répondant aux besoins d'une mobilité optimale.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Taille de l'utilisateur recommandée : 1,60 m à 1,90 m
- Profondeur du siège : 42 cm
- Largeur du siège : 45 cm
- Hauteur du siège : 55 cm
- Largeur totale : 67 cm
- Freins : Freins à tambour pour un contrôle efficace.
- Aide à l'inclinaison : Permet de surmonter facilement les obstacles pour une mobilité fluide.
- Repose-pied : Incliné pour un confort optimal.
- Nouveaux crochets 3-en-1 : Inclus pour une fonctionnalité améliorée.
- Roues avant : 8 pouces
- Roues arrière : 12 pouces pour une meilleure stabilité et une conduite souple.
- Charge maximale : 125 kg



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54



AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Polyvalence maximale** : Le Rollz Motion vous permet de passer facilement d'un déambulateur à un fauteuil roulant selon vos besoins, ce qui vous offre une grande flexibilité pour vos déplacements.
- **Autonomie renforcée** : Il vous aide à rester indépendant, tout en vous permettant de participer activement à vos activités sociales, que ce soit à la maison, en voyage ou lors de sorties.
- **Confort optimal** : Le siège spacieux (45 cm de largeur et 42 cm de profondeur) et l'inclinaison du repose-pied offrent un confort supérieur, même pendant des périodes prolongées.
- **Manœuvrabilité facile** : Les roues avant de 8 pouces et les roues arrière de 12 pouces garantissent une conduite fluide, même sur des surfaces inégales ou légèrement accidentées.
- **Sécurité accrue** : Les freins à tambour offrent un contrôle sûr et une stabilité pendant l'utilisation, tandis que l'aide à l'inclinaison permet de franchir facilement les obstacles.
- **Facilité de rangement et transport** : Sa capacité à se plier facilement (largeur 31 cm lorsqu'il est plié) permet un rangement pratique, ce qui est particulièrement utile pour les voyages et les déplacements.
- **Capacité de charge élevée** : Le Rollz Motion peut supporter jusqu'à 125 kg, offrant ainsi une solution fiable et robuste pour une large gamme d'utilisateurs.



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

