

## Description du produit

Le Liko Solo HighBack Sling modèle 25 est un harnais de levage à usage unique, conçu pour offrir un maintien confortable et sécurisé à tout le corps, particulièrement adapté aux patients ayant un faible maintien du tronc. Son style enveloppant innovant le rend facile à mettre et à enlever. Il procure une posture assise légèrement inclinée et est recommandé pour les transferts depuis et vers le lit, un fauteuil roulant ou des toilettes. Ce harnais est compatible avec une large gamme de lève-personnes plafonniers et mobiles de Liko.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Maintien : Soutien de tout le corps, posture assise légèrement inclinée, approprié pour les patients avec un faible maintien du tronc.
- Facilité d'utilisation : Style "enveloppant" innovant, très facile à mettre et à enlever.
- Tailles et Poids Patient :
  - Medium Slim : 30-50 kg.
  - Medium : 40-80 kg.
  - Large : 70-120 kg.
  - Extra Large : 110-250 kg.
- Charge Maximale :
  - Taille Medium Slim, Medium, Large : 200 kg.
  - Taille Extra Large : 500 kg.
- La charge maximale du système est déterminée par le produit ayant la charge maximale la plus faible.
- Matériau :
  - Tailles MS, M, L : Polypropylène non tissé.
  - Taille XL : Polyester non tissé.
- Compatibilité : Compatible avec les lève-personnes plafonniers LikoGuard™, Likorall™ et Multirall™, ainsi que les lève-personnes mobiles Golvo™, Viking™, Uno™ et Liko™ M220/M230.
- Accessoires : Extension Loop (12 cm ou 22 cm, verte ou grise), Renfort (Art. n° 31590007). Combinaison avec l'étrier double 670 recommandée pour les plus grandes tailles.
- Sécurité : Marquage CE. Dispositif médical de classe I. Sans latex. L'étiquette "NE PAS LAVER" se désintègre si le harnais est lavé, affichant alors le symbole "NE PAS UTILISER".
- Durée de vie estimée : Article jetable, usage individuel exclusif. Cesser l'utilisation s'il est souillé, contaminé, endommagé, ou quand le patient n'en a plus besoin.
- Recyclage : L'ensemble du produit doit être trié comme déchet combustible, conformément aux réglementations locales.



## BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS


fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

## AVANTAGES PRINCIPAUX

- Confort et Sécurité du Patient : Le design enveloppant et le soutien complet du corps offrent un grand confort et un sentiment de sécurité, même pour les patients avec un faible maintien du tronc.
- Facilité d'Utilisation : Le style innovant rend le harnais très facile à mettre et à enlever pour les soignants.
- Polyvalence de Transfert : Recommandé pour le levage et le transfert vers et depuis le lit, un fauteuil roulant, ou les toilettes.
- Compatibilité Étendue : Fonctionne avec une large gamme de lève-personnes Liko, offrant une flexibilité d'utilisation dans différents environnements de soins.
- Hygiène et Sécurité : Conçu pour un usage individuel et jetable, réduisant les risques d'infection croisée. L'indicateur "NE PAS LAVER/NE PAS UTILISER" garantit que le harnais n'est pas réutilisé après un nettoyage inapproprié.
- Adaptabilité : Disponible en plusieurs tailles pour assurer un ajustement optimal, maximisant le confort et la sécurité du patient.



## BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires  
Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates  
T. 022 794 52 54

