

## Description du produit

Le Light Drive Assist est une version spécifique du Light Drive 2<sup>1</sup> conçue pour offrir un soutien précieux à l'accompagnateur du fauteuil roulant. Ce système permet à une tierce personne de contrôler facilement la vitesse et de gérer le fauteuil roulant électrique, garantissant ainsi une mobilité fluide et sans effort, tout en offrant des options de personnalisation pour une utilisation polyvalente.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Conçu pour l'Accompagnateur : L'opération principale est destinée à être effectuée par une tierce personne (accompagnateur).
- Contrôle Facile de la Vitesse : Un simple accélérateur (poignée tournante) permet d'ajuster la vitesse.
- Accélérateur Amovible : La poignée d'accélérateur peut être facilement retirée pour faciliter le chargement du fauteuil roulant dans une voiture.
- Repositionnement du Pupitre de Commande : Le pupitre de commande normal du Light Drive 2<sup>1</sup> peut être déplacé vers l'arrière, permettant également à l'accompagnateur de le manipuler.
- Anti-Basculé Déportée : Les roulettes anti-basculé sont déplacées sur le côté pour ne pas gêner l'accompagnateur lors de la marche.
- Double Pupitre (Optionnel) : Possibilité d'équiper le Light Drive 2<sup>1</sup> avec deux pupitres de commande, permettant à l'accompagnateur ou à l'utilisateur de prendre le contrôle depuis le fauteuil.
- Compatibilité : Toutes les données techniques et les couleurs correspondent à celles du Light Drive 2<sup>1</sup> standard (informations détaillées non incluses ici mais implicites).



## BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

## AVANTAGES PRINCIPAUX

- Soulagement de l'Accompagnateur : Réduit considérablement l'effort physique nécessaire pour pousser un fauteuil roulant manuel, en particulier sur de longues distances, des pentes ou des terrains difficiles.
- Confort et Sécurité : Le contrôle précis de la vitesse et la maniabilité accrue améliorent le confort du passager et la sécurité des déplacements.
- Facilité de Transport : La possibilité de retirer l'accélérateur et les options de compactage (implicites avec le Light Drive 2<sup>1</sup>) facilitent le chargement et le transport du fauteuil roulant dans un véhicule.
- Flexibilité d'Utilisation : Permet une utilisation par l'accompagnateur, avec la possibilité pour l'utilisateur de reprendre le contrôle si l'option double pupitre est choisie.
- Design Intelligent : Les roulettes anti-bascule déportées évitent toute gêne pour l'accompagnateur.
- Autonomie Accrue : Permet à l'utilisateur de fauteuil roulant et à son accompagnateur de parcourir de plus longues distances sans fatigue excessive.



## BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

