


Élévateur / verticalisateur électrique Sabina II

Description du produit

Le Verticalisateur électrique Sabina II est une solution moderne et pratique conçue pour faciliter les transferts des patients en toute sécurité. Il peut être utilisé non seulement pour des levées en position debout, mais également comme un lève-personne conventionnel pour lever les patients en position assise. Ce dispositif est particulièrement efficace pour les transferts depuis un lit, un fauteuil ou même les toilettes, en offrant une transition fluide de la position assise à debout.

Avec son cintre standard Slingbar 350, le Sabina II s'adapte facilement aux besoins des patients, offrant à la fois confort et sécurité pendant le transfert. Ses réglages de hauteur multiples permettent de l'ajuster à différentes tailles de patients, assurant ainsi un usage flexible et personnalisé.

En plus d'être une aide pour les transferts, le Sabina II contribue à renforcer l'autonomie des patients, à prévenir les chutes et à encourager le renforcement musculaire actif grâce à son utilisation régulière.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cintre standard : Slingbar 350 pour un soutien sécurisé
- Hauteur réglable : Plusieurs niveaux pour s'adapter à différentes tailles de patients
- Mode d'utilisation : Peut être utilisé comme lève-personne conventionnel ou comme verticalisateur pour passer de la position assise à debout
- Accessoires ergonomiques : Large choix d'accessoires pour s'adapter aux besoins spécifiques du patient
- Ajustabilité : Possibilité d'adaptation pour différents types de morphologies
- Facilité d'utilisation : Manipulation simplifiée pour les aidants et les soignants
- Design ergonomique et robuste pour garantir confort et sécurité durant les transferts
- Capacité de charge : Conforme aux standards de sécurité (détails sur demande)

AVANTAGES PRINCIPAUX

- Polyvalence : Utilisable à la fois comme verticalisateur et lève-personne conventionnel pour une gamme complète de transferts
- Réglages de hauteur multiples pour une adaptation facile aux tailles et morphologies variées des patients
- Renforcement musculaire actif : Encourage la participation du patient lors du levage, favorisant une meilleure mobilité et autonomie
- Sécurité renforcée grâce à des programmes d'assistance personnalisés pour prévenir les chutes
- Cintre standard Slingbar 350 pour un soutien optimal et un confort accru pendant le transfert



**BESOIN D'AIDE ?
CONTACTEZ-NOUS**

fh. Moyens Auxiliaires


Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54



Élévateur / verticalisateur électrique Sabina II

Dimension du produit



Dimensions (mm)

Sabina II EE	A _{min.*}	A _{max.*}	B	B1	B2	B3	C	D	D1	D2**	E*	F	F1	L _{max.*}	L _{min.*}	M	N	O
Étrier 350	1 050	1 770	1 060	870	590	190	690-1 115	530-1 005	915	210	900-1 000	107	22	1 725	800	790	280	310
Étrier Comfort	1 050	1 750	1 060	870	555	150	690-1 115	530-1 005	900	210	900-1 000	107	22	1 695	810	790	315	340

(pouce)

Sabina II EE	A _{min.*}	A _{max.*}	B	B1	B2	B3	C	D	D1	D2**	E*	F	F1	L _{max.*}	L _{min.*}	M	N	O
Étrier 350	41,3	69,6	41,7	34,2	23,2	7,5	27,2-44,9	20,9-39,5	36,0	8,2	35,4-39,3	4,2	0,9	67,9	31,5	31,1	11,0	12,2
Étrier Comfort	41,3	68,9	41,7	34,2	21,8	5,9	27,2-44,9	20,9-9,5	35,4	8,2	35,4-39,3	4,2	0,9	66,7	31,8	31,1	12,4	13,4

* Des dimensions différentes s'appliquent en fonction de la position de réglage de la hauteur, cf. « Montage », page 10. Remarque ! Les dimensions reposent sur le verticalisateur équipé d'un étrier et de roues standard. Avant de changer les roues, assurez-vous que le verticalisateur atteigne toujours la hauteur de levage souhaitée.

** Dimension de référence selon la norme EN ISO 10535:2006.



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

