

## Description du produit

Le MOTomed layson edition est un appareil d'entraînement thérapeutique motorisé intelligent de RECK, conçu pour l'entraînement passif, assisté et actif des extrémités inférieures et supérieures de personnes alitées ou assises dans une chaise longue. Il est équipé d'une unité de commande tactile, d'une télécommande patient et de diverses options de châssis (écartement ou parallèle) pour s'adapter à différents environnements. Cet appareil, "Made in Germany", intègre les dernières technologies informatiques pour des performances de pointe.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Groupe Cible : Adultes et adolescents (dès 15 ans, 140-200 cm, max. 135 kg), attachés au lit ou à mobilité réduite.
- Utilisation : Entraînement passif, assisté et actif des jambes et/ou des bras/torse.
- Commandes : Unité de commande avec écran tactile, affichage LED, touche marche/arrêt, touche arrêt. Télécommande du patient (option).
- Réglages :
  - Réglage vertical de l'unité d'entraînement.
  - Réglage de la flexion des genoux (manuel ou via manivelle selon modèle).
  - Ajustement du rayon de pédalage (2 positions : 7 cm ou 12,5 cm).
  - Ajustement de la largeur de la voie sur châssis parallèle (jusqu'à 30 cm d'allongement).
- Sécurité :
  - Semelles de sécurité pour les pieds et poignées de maintien.
  - Pédale de fixation au sol (butée de quatre pieds).
  - Protection des mouvements et programme de détente de la spasticité.
  - Arrêt de sécurité.
  - Système de fixation rapide du pied "QuickFix" (accessoire).
  - Guides jambes "TrainCare" pour un positionnement sûr des jambes (accessoire).
- Performance :
  - Résistance de freinage : 0 à 20 (active).
  - Niveaux de puissance moteur : 1 à 10 (passive).
  - Vitesse de rotation passive : 1 à 60 tr/min.
  - Portabilité : Équipé de roulettes de transport.
  - Connectivité : Interface USB (pour clé mémoire, données d'entraînement, photos).
  - Durée d'Utilisation Envisageable : 10 ans.
  - Conformité : Dispositif médical avec marquage CE 0124.



## BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54



## AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Thérapie Complète au Lit/Fauteuil** : Permet une rééducation efficace des membres inférieurs et supérieurs directement depuis le lit ou une chaise longue, offrant un entraînement passif, assisté ou actif.
- **Confort et Sécurité pour les Utilisateurs Alités** : La conception spécifiquement adaptée à l'utilisation allongée, avec des semelles de sécurité et des guides jambes, assure un positionnement stable et sécurisé.
- **Adaptabilité aux Besoins Spécifiques** : Les nombreux réglages (flexion des genoux, hauteur, largeur du châssis) et la gamme d'accessoires permettent une adaptation fine à la pathologie et aux capacités de chaque patient.
- **Facilité d'Utilisation** : L'unité de commande tactile et la télécommande patient offrent un contrôle intuitif et autonome de l'entraînement.
- **Gestion de la Spasticité** : Le programme de détente de la spasticité aide à réduire les contractions musculaires, améliorant le confort et l'efficacité de la thérapie.
- **Durabilité et Hygiène** : Construction robuste et matériaux faciles à nettoyer/désinfecter, assurant une longue durée de vie de l'appareil.



## BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires  
Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates  
T. 022 794 52 54

